## HP 8460p mit Intel HD 3000

## Beitrag von "Thogg Niatiz" vom 19. Mai 2017, 09:16

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du endlich mal wie alle anderen hier deine Hardware Infos in deine Signatur eintragen solltest. Der erwähnte i5 Dual Core mit 2,5GHz ist nicht sehr aufschlussreich, genügt aber um zu sagen, dass die CPU SSDT, die Clover injiziert nicht passt. Hab sie entfernt und lasse die P- und C-States durch Clover generieren.