Erledigt Medion Akoya P8610 Grafikspeicher erhöhen von 256 auf 512MB

Beitrag von "MacPeet" vom 10. September 2017, 16:53

So, Besuch ist weg und ich konnte testen. Erst einmal vielen Dank. Drauf auf PEGP/GFX0 zu ändern bin ich auch noch nicht gekommen.

Leider hat's nichts gebracht.

HPET wird immer noch nicht geladen.

Zwecks Grafik der gleiche Effekt, ohne nv_disable=1 immer Blackscreen und via Bildschirmfreigabe ist das Fenster nur in 1280x1024.

Mit nv disable=1 findet er den Monitor mit 1920x1080.

Was mir aber auch schon bei den EDID-Versuchen aufgefallen ist, das MonitorDevice hat eine ungewöhnliche 8stellige VendorID. Selbst Clover kann damit bei Inject EDID nix anfangen und schneidet die immer auf 4stellig ab.